

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	43/04/04/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/001083
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Aparat do radiofrekwencji Alma Spa Deep
Numer seryjny:	SPA2 052210
Data sporządzenia raportu:	16-04-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 09-04-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem raportu jest Aparat do radiofrekwencji Alma Spa Deep

Dane identyfikacyjne:

Nazwa:	Aparat do radiofrekwencji
Producent:	Alma Lasers
Typ/model:	Spa Deep
Numer seryjny:	SPA2 052210
Rok produkcji:	12.2021

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wyświetlacz:	7 cali, dotykowy
Złącza głowic:	Możliwość podłączenia dwóch głowic jednocześnie
Częstotliwość fali radiowej:	40,68 MHz
Wypożyczenie	- Głowica Alma, numer seryjny SSRK022124 - Głowica Alma, numer seryjny SUF022698 - Głowica Alma, numer seryjny SUNF012101 - Wózek transportowy - Zestaw końcówek do głowic

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia z zewnątrz. Urządzenie podłączono do zasilania, działanie ekranu dotykowego bez uwag. Podłączono przewód zasilania do urządzenia. Kolejno podłączano kolejne głowice do urządzenia i przeprowadzano krótkie próby pracy. Wszystkie głowice uruchamiały się pracowały bez uwag. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po pełnym montażu urządzenia i wykonaniu pełnej próby pracy

Stwierdzono następujące uszkodzenia:

- Zarysowania wózka transportowego

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Okazano materiały szkoleniowe, paszport techniczny, następny termin badania 02.2023

Tabliczka znamionowa urządzenia z oznakowaniem CE

Zaleca się wykonanie serwisu przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.










































Nazwa urządzenia: Spa Deep
Numer seryjny: SPA2052210
Rok produkcji: 2021

Dostawca: ITP S.A.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
tel. +48 22 233 00 23
itp@itpsa.pl

ITP S.A. SERWIS
ul. Modułowa 11a
02-238 Warszawa
tel. +48 22 233 00 23
serwis@itpsa.pl

Zgodnie z art. 19 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Ust. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ITP S.A. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa (dalej: „Administrator”).
2) Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: info@itpsa.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług gwarantujących najwyższą jakość - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do użytkowania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w procesie realizacji.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ITP
BIOMEDICAL COMPANY

KARTA TECHNICZNA

01. Producent:

ALMA LASERS LTD
14 HALAMISH STREET
CAESAREA INDUSTRIAL PARK
CAESAREA, 38900
ISRAEL

02. Serwis oraz przeglądy techniczne:

Serwis oraz przeglądy techniczne urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Przegląd techniczny urządzenia potwierdza poprawność parametrów pracy urządzenia oraz możliwość jego dalszej eksploatacji. Ważność przeglądu wynosi 1 rok.

Zgłoszenia usterek przyjmowane są za pośrednictwem serwisu internetowego:

<http://www.itpsa.pl/serwis>

lub drogą telefoniczną na numer:


+48 22 233 00 23

ITP
BIOMEDICAL COMPANY

3

DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI

Data wykonania przeglądu technicznego	Wykonawca przeglądu	Data następnego przeglądu	UWAGI
28.01.2022	Kielu	02.2023	—



24 III 2022



Alma Lasers

ITP5

Alma Lasers to światowa lider w rozwijaniu technologii laserów, laserów, fal radiowych i ultradźwięków.

Między innymi jest zapewnienie podskórnego wydalania wydzieliny, systemów opartych o najnowsze badania i zapewnienie jakości technologicznej klinice.

Alma Lasers wybudowało najnowszą platformę (rozwiązanie) potrzebom klinicznym, medycyny estetycznej i chirurgii.

























