eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



JAPOŃSKA SAUNA NA PODCZERWIEŃ IYASHI DOME

Zamawiający wycenę:	**PKO Leasing** **Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa**
Numer zlecenia:	173/19/10/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	00923/PM/25
Nr fabryczny:	24W40 000557
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 21.10.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest japońska sauna na podczerwień IYASHI DOME, działająca w technologii infraterapii. Służy do głębokiej detoksykacji, wyszczuplania organizmu, redukcji cellulitu oraz intensywnej regeneracji komórkowej. Urządzenie ma formę podłużnej kapsuły składającej się z wysuwanych kopuł, pod którymi pacjent leży w pozycji horyzontalnej.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Japońska sauna na podczerwień
Producent:	SARL Iyashi Dome
Typ/model:	IYASHI DOME REN
Dystrybutor:	BiNatural
Numer fabryczny:	24W40 000557
Rok produkcji:	2024

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Długość całkowita łóżka:	2250 mm
Szerokość łóżka:	900 mm
Szerokość materaca:	700 mm
Wysokość łóżka:	500-540 mm
Maksymalne obciążenie:	200 kg
Temperatura:	40 - 50℃
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Panel sterowania Koncentrator tlenu do użytku domowego YUWELL YU-300, nr seryjny: 20220225106 Szuflady w podstawach łóżka

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie z rozłączoną instalacją elektryczną, podłączono kolejno zasilanie kapsuł, sterownik oraz koncentrator, następnie podłączono przewód zasilający, dokonano manualnego przesuwu oraz podnoszenia kopuł. Po podłączeniu uruchomił się sterownik oraz koncentrator. Sterownik reaguje na zmianę parametrów pracy. Przełączniki prawo/lewo po wciśnięciu podświetlają się – brak reakcji. Ze względu na brak przeszkolonego operatora, brak możliwości pełnego sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie oględzin w warunkach serwisowych.

Zalecana weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia. Urządzenie częściowo zabezpieczone folią do transportu, nie dokonywano demontażu.

Dodatkowo stwierdzono:

- tapicerka – zadrapania,

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania. Brak informacji odnośnie ważnego przeglądu.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl


Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl


Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl


Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl


Leasing


Leasing


Leasing







SARL Iyashi Dôme
F - 75012 Paris - France
Mod. IYASHI DÔME REN
230V 50-60Hz 120VA 1428W
Made on 10/2024
S.Nr. 24W40 000557


ASHI DÔME





CE
F4-N5(CE)-10920

















WASHI DOM


yuwell



yuwell


Koncentrator tlenu do użytku domowego | Oxygen concentrator
REF YU-300
SN 20220225106
LOT
MD
TIMAGO.COM






Leasing
Leasing
Leasing
Leasing
Leasing
Leasing
Leasing
WASHI DOM








yuwell
21
00200


IYASHI DOME